



АКЦИЯ

Одноразовые стерильные пробоотборники Burkle по самой **привлекательной цене!**

Компания «МИЛЛАБ» совместно с компанией Burkle – мировым немецким производителем качественных и удобных решений для пробоотбора и разливочной техники, объявляют акцию на закупку одноразовых стерильных пробоотборников.

Одноразовые пробоотборники «ДиспоСамплер» (DispoSampler) и «СтериПласт» (SteriPlast) служат для взятия проб из жидкостей, вязких субстанций, порошков и гранулятов.

С помощью этого инструмента можно осуществлять точечный, многоуровневый и сквозной отбор проб, а также отбор малых и больших проб. В отличие от традиционных многоразовых пробоотборников, одноразовый пробоотборник не требует очистки после использования.

Полностью исключается загрязнение образца посторонними материалами. Отсутствует необходимость в валидации методики чистки при аудитах.

Преимущества:

- Экономия времени и средств
- Раздельная упаковка
- Производство, сборка и упаковка в чистой комнате класса 7 (10.000)
- Допуски по пищевым стандартам ЕС и FDA

Со стерилизацией гамма-излучением, индивидуальная упаковка.



Пробоотборник «ЛиквиДиспо» (LiquiDispo) для отбора жидкостей и слабвязких жидких субстанций. Всасывание объема до 200 мл как шприцем. Эргономичная ручка, диаметр отверстия 2,5 мм, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-1121	€ 140,59	€ 133,58
1000	200	20	5393-1131	€ 184,74	€ 175,53

Пробоотборник «ДиспоПипетт» (DispoPipette) для отбора жидкотекучих субстанций. Возможен многоуровневый и точечный пробоотбор. Всасывание объема до 200 мл. Эргономичная ручка, два размера отверстия (2,5/5,5 мм) для различных степеней вязкости, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-5501	€ 93,73	€ 89,02
1000	200	20	5393-5532	€ 115,80	€ 110,05

Пробоотборник «ДиспоТьюб» (DispoTube) для отбора жидкостей. Возможен многоуровневый и точечный пробоотбор. Всасывание объема до 200 мл. Эргономичная ручка, диаметр отверстия 5,5 мм, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-6621	€ 104,82	€ 99,53
1000	200	20	5393-6631	€ 128,72	€ 122,23

Пробоотборник «ДиспоШёпфер» (DispoSchöpfer) представляет собой черпак для проб, предназначенный специально для одноразового применения. Рельефная шкала, отображение объема с шагом в 10 мл и с предельным значением в 200 мл. Эргономичная ручка, двусторонний слив, что дает возможность применения как под правую, так и под левую руку.



Длина, мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	20	5393-6641	€ 118,73	€ 112,71
1000	20	5393-6651	€ 158,22	€ 150,27

Пробоотборник «ВискоДиспо» (ViscoDispo) для отбора проб высоковязких субстанций со значением вязкости до 100.000 мПас. Всасывание объема до 200 мл. Эргономичная ручка, диаметр отверстия 10 мм, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-3321	€ 140,59	€ 133,58
1000	200	20	5393-3331	€ 184,74	€ 175,53

Пробоотборник «ПаудерДиспо» (PowderDispo) для отбора проб из разных слоёв порошковых или слегка липких субстанций. Возможность взятия полной многоуровневой пробы из мешков или небольших ёмкостей. Внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
300	60	20	5393-5511	€ 115,80	€ 110,10
500	100	20	5393-5521	€ 129,56	€ 123,17

Пробоотборник «ДиспоПикер» (DispoPicker) для порошковых и мелкозернистых материалов. Благодаря замыкаемой головке забранная проба не высыпается обратно из трубки пробоотборника. Идеальное решение для отбора сквозных проб. Внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
300	60	20	5393-5541	€ 104,82	€ 99,53
500	100	20	5393-5551	€ 118,62	€ 112,56

Пробоотборник «ДиспоЛанс» (DispoLance) для отбора проб свободно текучих порошков и мелкозернистых гранулятов. Жёсткий кончик втыкается в упаковку, проба перемещается по открытой внутренней трубке непосредственно в располагаемый ниже контейнер или пакет. Различный объем проб, номинальный диаметр 14 мм, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
300	20	5393-5561	€ 107,54	€ 102,20
500	20	5393-5571	€ 126,78	€ 120,51



Пробоотборник «МикроДиспо» (MicroDispo) для отбора малых проб (10 мл) свободно текучих порошков и мелкозернистых материалов. Эргономичная ручка, внешний диаметр 21 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	10	20	5393-2241	€ 156,13	€ 148,33
1000	10	20	5393-2251	€ 205,40	€ 194,83

Пробоотборник «МультиДиспо» (MultiDispo) для свободно текучих порошков и мелкозернистых гранулятов. Зональный пробоотборник для отбора проб из нескольких слоёв исследуемого материала. Простое опорожнение через отверстие в ручке диаметром 14 мм. Внешний диаметр 25 мм, диаметр наконечника 30 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-4441	€ 219,88	€ 208,85
1000	200	20	5393-4451	€ 263,09	€ 249,96

Пробоотборник «ТаргетДиспо» (TargetDispo) для точечного пробоотбора порошков или гранулятов. Приёмник вводится в закрытом состоянии, открывается на месте отбора пробы и потом снова закрывается. Выгрузка пробы осуществляется через открытую ручку диаметром 14 мм. Внешний диаметр 25 мм, диаметр наконечника 30 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-4461	€ 189,44	€ 179,98
1000	200	20	5393-4471	€ 229,40	€ 217,90

Пробоотборник «ЦонДиспо» (ZoneDispo) для свободно текучих порошков и мелкозернистых гранулятов. Многоуровневый пробоотбор из различных слоёв за один отбор. Полученная проба может сохраняться и транспортироваться в закрытом пробоотборнике. Внешний диаметр 25 мм, диаметр наконечника 30 мм.



Длина, мм	Емкость, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
500	100	20	5393-4421	€ 199,90	€ 189,86
1000	200	20	5393-4431	€ 238,92	€ 227,00

Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast) – идеальное решение для работы с порошками, гранулятами или пастами. Дополнительная опция – прозрачная крышка для сохранения стерильности и защиты отобранного материала от загрязнений. Эргономичная ручка, совок остается устойчивым в горизонтальном положении, проба не просыпается.



Объем, мл	Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
25	без крышки	10	5378-1001	€ 17,10	€ 15,74
25	с крышкой	10	5378-1002	€ 25,99	€ 23,95
50	без крышки	10	5378-1003	€ 17,73	€ 16,21
50	с крышкой	10	5378-1004	€ 26,73	€ 24,69
100	без крышки	10	5378-1005	€ 18,31	€ 16,84
100	с крышкой	10	5378-1006	€ 27,51	€ 25,37
150	без крышки	10	5378-1007	€ 18,72	€ 17,21
150	с крышкой	10	5378-1008	€ 28,14	€ 25,94
250	без крышки	10	5378-1013	€ 22,86	€ 21,03
250	с крышкой	10	5378-1014	€ 38,91	€ 35,72
500	без крышки	10	5378-1015	€ 40,43	€ 37,24
500	с крышкой	10	5378-1016	€ 68,73	€ 63,23
1000	без крышки	10	5378-1019	€ 62,35	€ 57,32
2000	без крышки	10	5378-1020	€ 72,07	€ 66,32

Пробоотборные совки «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Объем, мл	Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
25	без крышки	10	5379-1001	€ 18,88	€ 17,31
50	без крышки	10	5379-1003	€ 19,46	€ 17,94
100	без крышки	10	5379-1005	€ 20,08	€ 18,52
150	без крышки	10	5379-1007	€ 20,61	€ 18,93

Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast) для пищевых продуктов, синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.





Объем, мл	Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
25	без крышки	10	5378-3001	€ 17,10	€ 15,74
50	без крышки	10	5378-3003	€ 17,73	€ 16,27
100	без крышки	10	5378-3005	€ 18,31	€ 16,84
150	без крышки	10	5378-3007	€ 18,72	€ 17,21
250	без крышки	10	5378-3013	€ 22,70	€ 21,03
500	без крышки	10	5378-3015	€ 40,43	€ 37,24
1000	без крышки	10	5378-3019	€ 62,35	€ 57,32
2000	без крышки	10	5378-3020	€ 72,07	€ 66,32



Пробоотборный совок «СтериПласт» (SteriPlast) детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Объем, мл	Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
25	без крышки	10	5378-2001	€ 24,01	€ 22,54
50	без крышки	10	5378-2003	€ 26,52	€ 24,95
100	без крышки	10	5378-2005	€ 28,30	€ 26,62
150	без крышки	10	5378-2007	€ 30,02	€ 28,19
250	без крышки	10	5378-2013	€ 37,76	€ 35,46
500	без крышки	10	5378-2015	€ 68,73	€ 64,65
1000	без крышки	10	5378-2019	€ 106,02	€ 95,40
2000	без крышки	10	5378-2020	€ 131,60	€ 121,08



Пробоотборный совок, с длинной ручкой, «СтериПласт» (SteriPlast) для отбора проб из порошков, гранулятов и паст. Длинная ручка позволяет производить забор проб даже из большой тары с незначительным содержанием или через узкие отверстия.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	10	5378-5014	€ 24,58	€ 22,60
100	10	5378-5018	€ 25,42	€ 23,38

Пробоотборный совок, с длинной ручкой, «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	10	5379-1024	€ 27,09	€ 24,95
100	10	5379-1025	€ 28,03	€ 25,79

Пробоотборный совок, с длинной ручкой, «СтериПласт» (SteriPlast) для пищевых продуктов, синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	10	5378-5015	€ 24,58	€ 22,60
100	10	5378-5019	€ 25,42	€ 23,38

Пробоотборный совок, с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast) детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	10	5378-5016	€ 32,95	€ 30,34
100	10	5378-5020	€ 35,15	€ 32,32

Ковш, с длинной ручкой, «СтериПласт» (SteriPlast) для отбора проб из жидкостей, вязких сред, порошков и гранулятов. Позволяет собрать материал непосредственно со дна. Длинная ручка с насечкой для пальцев обеспечивает хороший захват и точность работы. Общая длина 365 мм.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
30	10	5378-5022	€ 20,71	€ 19,04



Ковш, с длинной ручкой, «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
30	10	5379-1026	€ 22,80	€ 20,97

Ковш, с длинной ручкой, «СтериПласт» (SteriPlast), синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
30	10	5378-5023	€ 20,71	€ 19,04

Ковш, с длинной ручкой, «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
30	10	5378-5024	€ 27,62	€ 25,42

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast) – идеальное решение для отбора проб в виде порошка, гранулята или пасты. Длинная и стабильная ручка эргономичной формы, острое лезвие. Шпатель после отбора пробы можно закрыть прозрачным футляром, защищая пробу от внешних загрязнений. Глубина врезания 150 мм.



Исполнение	Общая длина, мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
без футляра	263	10	5378-1009	€ 15,43	€ 13,91
с футляром	268	10	5378-1010	€ 23,28	€ 20,92

Пробоотборный шпатель «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Общая длина, мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
263	10	5379-1009	€ 17,00	€ 15,27

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast), синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Общая длина,мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
263	10	5378-3009	€ 15,43	€ 13,91

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Общая длина,мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
263	10	5378-2009	€ 22,39	€ 21,08

Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast) – идеальное решение для забора проб в виде порошка, гранулята, пасты или жидкости.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
127	2,5	100	5378-1011	€ 37,82	€ 35,51
170	10	100	5378-1012	€ 40,27	€ 37,87

Пробоотборная ложка «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производится из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
127	2,5	100	5379-1011	€ 43,52	€ 40,80
170	10	100	5379-1012	€ 46,29	€ 43,57

Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast), синяя. Можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
127	2,5	100	5378-3011	€ 37,14	€ 34,89
170	10	100	5378-3012	€ 39,54	€ 37,03



Пробоотборная ложка «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемая синяя видима в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Общая длина, мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
127	2,5	100	5378-2011	€ 48,17	€ 45,29
170	10	100	5378-2012	€ 53,35	€ 50,16

Пробоотборная ложка с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast) для забора порошков, гранулятов, паст или жидкостей. Длинная ручка позволяет осуществлять удобный забор проб со дна даже больших ёмкостей с небольшим диаметром горловины. Благодаря насечке на ручке одноразовую ложку приятно и удобно удерживать в руке.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
355	5	10	5378-5002	€ 18,72	€ 17,21
375	20	10	5378-5006	€ 19,67	€ 18,10

Пробоотборная ложка с длинной ручкой «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
355	5	10	5379-1021	€ 20,61	€ 18,99
375	20	10	5379-1022	€ 21,65	€ 19,93

Пробоотборная ложка с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast), синяя. Можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
355	5	10	5378-5003	€ 18,72	€ 17,21
375	20	10	5378-5007	€ 19,67	€ 18,10

Пробоотборная ложка с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемая синяя видима в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
355	5	10	5378-5004	€ 25,00	€ 23,01
375	20	10	5378-5008	€ 26,36	€ 24,27

Пробоотборная ложка, изогнутая, с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast) для самых различных материалов, например, для порошков, гранулятов, паст или жидкостей. Благодаря углообразной форме, ложкой можно добраться до уголков тары.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
360	10	10	5378-5010	€ 19,67	€ 18,10

Пробоотборная ложка, изогнутая, с длинной ручкой «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
360	10	10	5379-1023	€ 21,65	€ 19,93

Пробоотборная ложка, изогнутая, с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast), синяя. Можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
360	10	10	5378-5011	€ 19,67	€ 18,10

Пробоотборная ложка, изогнутая, с длинной ручкой «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемая синяя видима в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Общая длина,мм	Объём, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
360	10	10	5378-5012	€ 26,36	€ 24,27



Дозировочная ложка, «СтериПласт» (SteriPlast) для дозирования небольших объемов порошка, гранул и жидкостей. Для точной дозировки избыточный материал подбирается верхней кромкой ложки. Вместительность указана на ручке.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
0,5	100	5378-4005	€ 38,91	€ 35,72
1	100	5378-4007	€ 41,11	€ 37,87
2,5	100	5378-4009	€ 43,36	€ 39,86
5	100	5378-4011	€ 46,81	€ 43,05
10	100	5378-4013	€ 49,22	€ 45,35
15	100	5378-4015	€ 51,57	€ 47,44
25	100	5378-4017	€ 59,78	€ 55,02
50	100	5378-4019	€ 98,80	€ 90,90

Дозировочная ложка, «СтериПласт» (SteriPlast), синяя. Можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
0,5	100	5378-4045	€ 38,91	€ 35,72
1	100	5378-4047	€ 41,11	€ 37,87
2,5	100	5378-4049	€ 43,36	€ 39,86
5	100	5378-4051	€ 46,81	€ 43,05
10	100	5378-4053	€ 49,22	€ 45,35
15	100	5378-4055	€ 51,57	€ 47,44
25	100	5378-4057	€ 59,78	€ 55,02
50	100	5378-4059	€ 98,80	€ 90,90

Дозировочная ложка, «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемая синяя видима в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Объем, мл	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
0,5	100	5378-4085	€ 46,71	€ 43,05
1	100	5378-4087	€ 50,21	€ 46,18
2,5	100	5378-4089	€ 53,77	€ 49,48
5	100	5378-4091	€ 58,95	€ 54,19
10	100	5378-4093	€ 63,08	€ 58,00
15	100	5378-4095	€ 67,05	€ 61,67
25	100	5378-4097	€ 78,87	€ 72,54
50	100	5378-4099	€ 132,43	€ 121,87

Пинцет одноразовый, «СтериПласт» (SteriPlast) идеален для захвата, удержания и перемещения небольших предметов, например, тонких тканей, малых объектов или твёрдых проб.



Форма	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
остроконечный/закруглённый	100	5378-1040	€ 51,88	€ 47,75
остроконечный	100	5378-1041	€ 51,88	€ 47,75
широкий наконечник	100	5378-1042	€ 51,88	€ 47,75

Пинцет одноразовый, «СтериПласт» (SteriPlast), синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Форма	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
остроконечный/закруглённый	100	5378-1050	€ 51,88	€ 47,75
остроконечный	100	5378-1051	€ 51,88	€ 47,75
широкий наконечник	100	5378-1052	€ 51,88	€ 47,75

Пинцет одноразовый, «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Форма	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
остроконечный/закруглённый	100	5378-1060	€ 77,20	€ 70,98
остроконечный	100	5378-1061	€ 77,20	€ 70,98
широкий наконечник	100	5378-1062	€ 77,20	€ 70,98

Скребок «СтериПласт» (SteriPlast) для соскабливания, разравнивания или очистки, а также для удаления остатков.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
200 x 80	10	5378-1030	€ 18,31	€ 16,84

Скребок «СтериПласт» (SteriPlast), синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
200 x 80	10	5378-3030	€ 18,31	€ 16,84



Скребок «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
200 x 80	10	5378-2030	€ 28,30	€ 26,62

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast) для нанесения, распределения или выглаживания густотекучих материалов (пасты, кремы), для высребания чаш, удаления остатков. Идеально подходит для резки вязких материалов, размешивания или смешивания.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
192 x 20	100	5378-1035	€ 54,08	€ 49,74

Пробоотборный шпатель «СтериПласт Био» (SteriPlast Bio) в биополимерном исполнении для обеспечения экологической сбалансированности. Производятся из возобновляемого сырья, что уменьшает объемы выброса CO₂, пригодны для вторичной переработки.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
192 x 20	100	5379-1035	€ 59,52	€ 54,76

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast), синий можно быстро и легко распознать в ходе визуального контроля. Соответствует требованиям к анализу и оценке опасностей HACCP в отношении инородных тел.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
192 x 20	100	5378-3035	€ 54,08	€ 49,74

Пробоотборный шпатель «СтериПласт» (SteriPlast), детектируемый синий видим в металлодетекторах или в рентгеновских лучах. Допускается использование в рамках менеджмента инородных тел HACCP/IFS/BRC.



Д х Ш мм	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
192 x 20	100	5378-2035	€ 66,11	€ 60,83

«ДиспоДиппер» (DispoDipper) идеально подходит для отбора проб из бочек, канистр и прочей тары. Имеет цельную конструкцию, отбор проб и последующая транспортировка в одном приборе, практически исключается загрязнение образца. Контейнер для проб со шкалой обеспечивает точный замер. Глубина погружения 270 мм.



Объем, мл	Внешний диаметр	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	40	20	5393-7001	€ 26,78	€ 25,47
100	53	20	5393-7011	€ 38,02	€ 36,09
250	72	20	5393-7021	€ 43,15	€ 40,95

Микро-шпатель, одноразовый объём 1,0 и 0,25 мл, общая длина 180 мм. Предназначен для работы с малыми количествами образца, стабильная и удобная серединная ручка облегчает точность работы.



Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
Большая упаковка	100	5378-0032	€ 19,93	€ 18,36
Стерильный, индивидуальная упаковка	100	5378-1032	€ 49,58	€ 45,66

Ложка-шпатель, одноразовая представляет собой двусторонний инструмент с ложкой 0,5 мл и шпателем 17 мм, общая длина 178 мм. Используется в качестве пробоотборной ложки для малых объемов материалов и шпатель в качестве скребка или для перемешивания компонентов.



Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
Большая упаковка	100	5378-0031	€ 19,93	€ 18,36
Стерильный, индивидуальная упаковка	100	5378-1031	€ 49,58	€ 45,66

Стерильный шприц «СтериПласт» (SteriPlast) предназначен для отбора и хранения стерильных проб. Специальная трубка позволяет увеличить длину шприца на любую величину. Адаптер Luer Lock поставляется в комплекте со шприцем емкостью 100 мл.



Объем, мл	Штук в упаковке	Градуировка, мл	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
50	10	1	5325-0060	€ 19,67	€ 17,78
100	10	2	5325-0100	€ 58,58	€ 49,90

«СтериПласт Кит» (SteriPlast Kit) стерильный набор для отбора проб содержит десять пробоотборных совков объемом 50 мл и пакетов «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) объемом 300 мл, либо десять пробоотборных шпателей глубиной врезания 150 мм и пакетов «СтериБэг Премиум» (SteriBag Premium) объемом 300 мл. Пакет имеет встроенное герметичное закрытие, которое делает его непроницаемым для жидкостей. Индивидуальный код для отслеживания, как на пакете для проб, так и на поле для разрыва гарантирует полную документацию и отслеживание.



Исполнение	Штук в упаковке	Артикул	Спец цена при заказе от 1 уп	Спец цена при заказе от 5 упак
Совок и пакет	10	5378-8003	€ 31,33	€ 28,87
Шпатель и пакет	10	5378-8009	€ 29,29	€ 26,73



«МИЛЛАБ»

127247, Москва,
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2
Бизнес-центр «Норд Хаус»
Т: +7 (495) 933-71-47
info@millab.ru

www.millab.ru

Филиалы:

«МИЛЛАБ Санкт-Петербург»

197342, Санкт-Петербург,
ул. Белоостровская, д 17, к. 2,
офис 804, Бизнес-центр «АВАНТАЖ»
Т: +7 (812) 612-99-80
spb@millab.ru

«МИЛЛАБ Урал»

620014, Екатеринбург,
ул. Антона Валека, д. 15, этаж 5, офис 518
Т: +7 (343) 287-29-14
ekb@millab.ru

«МИЛЛАБ ЮГ»

350015, Краснодар,
ул. Путевая, д. 1, офис. 615
Т: +7 (861) 201-14-27
+7 (861) 201-18-27
south@millab.ru

«МИЛЛАБ Сибирь»

630090, Новосибирск,
ул. Инженерная, 4а, оф. 625, 626
Т: +7 (383) 363-09-00
sibir@millab.ru